







RamanFilter Set

ラマンフィルター

励起レーザーをカットし、急峻な立ち上がりで、
微弱な波長を検出するエミッションフィルター



特 徴

- レーザーの波長と立ち上がり幅が狭い
- レーザーの遮光率が高い
- ラマンシフト光を高い透過率で抽出
- ダイクロの立ち上がりが急峻


種 類

	RT - Raman 266nm Laser Longpass Set	RT - Raman 488nm Laser Longpass Set	RT - Raman 532nm Laser Longpass Set	RT - Raman 633nm Laser Longpass Set	RT - Raman 785nm Laser Longpass Set	RT - Raman 1064nm Laser Longpass Set
Ex	RET266/3x	RET488/4x	RET532/4x	RET633/5x	RET785/6x	RET1064/7x
BS	RT266rdc	RT488rdc	RT532rdc	RT633rdc	RT785rdc	RT1064rdc
Em	RET270lp	RET493lp	RET537lp	RET638lp	RET792lp	RET1072lp
レーザー	266nm	488nm	532nm	633nm	785nm	1064nm
使用波長帯	～ 300nm	～ 600nm	～ 650nm	～ 800nm	～ 900nm	～ 1200nm

ハードコート・永年保証




RT-Raman 266nm Laser Longpass Set




● Ex : RET266/3x ● BS : RT266rdc
● Em: RET270lp ● 波長帯 : ~ 300nm

RT-Raman 488nm Laser Longpass Set




● Ex : RET488/4x ● BS : RT488rdc
● Em: RET493lp ● 波長帯 : ~ 600nm

RT-Raman 532nm Laser Longpass Set




● Ex : RET532/4x ● BS : RT532rdc
● Em: RET537lp ● 波長帯 : ~ 650nm

RT-Raman 633nm Laser Longpass Set




● Ex : RET633/5x ● BS : RT633rdc
● Em: RET638lp ● 波長帯 : ~ 800nm

RT-Raman 785nm Laser Longpass Set



● Ex : RET785/6x ● BS : RT785rdc
● Em: RET792lp ● 波長帯 : ~ 900nm

RT-Raman 1064nm Laser Longpass Set



● Ex : RET1064/7x ● BS : RT1064rdc
● Em: RET1072lp ● 波長帯 : ~ 1200nm