





TopNotch™ Filters

トップノッチフィルター

レーザービームのみカットする 広帯域・高透過フィルター



用途

- 病理学、免疫学、生物学などフローサイトメトリー、
レーザー顕微鏡、各種レーザー分光アプリケーションに最適



種類

	ZET488 TopNotch	ZET514 TopNotch	ZET532 TopNotch	ZET561 TopNotch	ZET594 TopNotch	ZET633 TopNotch	ZET642 TopNotch	ZET785 TopNotch
レーザー波長	488nm	514nm	532nm	561nm	594nm	633nm	642nm	785nm
ノッチ幅	15nm	15nm	17nm	18nm	19nm	20nm	21nm	27nm
遮光幅 (OD6 以上)	7.7nm	8.5nm	8nm	9.1nm	9.4nm	10.4nm	10.3nm	13.4nm

超極細ノッチ ハードコート・永年保証





ZET488 TopNotch





レーザー波長 : 488nm
ノッチ幅 : 15nm
遮光幅(>OD6) : 7.7nm

ZET514 TopNotch





レーザー波長 : 532nm
ノッチ幅 : 17nm
遮光幅(>OD6) : 8nm

ZET532 TopNotch





レーザー波長 : 532nm
ノッチ幅 : 17nm
遮光幅(>OD6) : 8.0nm

ZET561 TopNotch





レーザー波長 : 561nm
ノッチ幅 : 18nm
遮光幅(>OD6) : 9.1nm

ZET594 TopNotch





レーザー波長 : 594nm
ノッチ幅 : 19nm
遮光幅(>OD6) : 9.4nm

ZET633 TopNotch





レーザー波長 : 633nm
ノッチ幅 : 20nm
遮光幅(>OD6) : 10.4nm

ZET642 TopNotch



レーザー波長 : 642nm
ノッチ幅 : 21nm
遮光幅(>OD6) : 10.3nm

ZET785 TopNotch



レーザー波長 : 785nm
ノッチ幅 : 27nm
遮光幅(>OD6) : 13.4nm